


MIT PATIENTEN-PAGER DAS WARTEZIMMER ENTLASTEN

Der Patient kann sich mit einem Pager im Umfeld der Praxis oder Klinik aufhalten. Sobald dieser an der Reihe ist, wird er über einen Pager-Ruf mit Textnachricht informiert. Reichweite bis 1,5 km um Umkreis.

1.



Bei der Anmeldung bekommt jeder Patient einen Pager. Die Pager-Nummer wird im PVS oder der Pager-Software notiert.

2.



Ist der Patient an der Reihe, wird der Pager gerufen. Der Pager fängt an zu blinken, piepsen und zu vibrieren.

3.



Zusätzlich zeigt der Pager einen Hinweistext an, wohin der Patient gehen soll.

4.



Durch den Text-Hinweis sieht der Patient, wohin er gehen muss. Nach der Rückgabe des Pagers wird dieser mit Isopropylalkohol desinfiziert.

Alpha11
Healthcare

www.arztpager.de
www.patientenpager.com
www.service-roboter.org

Alpha11 GmbH
Praxis-Rufsysteme

Wendelsteinstraße 2
85669 Pastetten bei München

Ihre Anfrage an:

@ info@alpha11.de

+49 8124-4441350

www.arzt-pager.de